

Leitungswasser- Iontophorese-Gerät SweatStop® DE20



Gebrauchsanweisung Gesichtselektrode

Bevor Sie die Gesichtselektrode anlegen, ist diese sehr stark (gerade so, dass diese nicht tropft) zu befeuchten und die Elektrodenkabel an die drei Elektroden (schwarze Pads) anzuschließen. Beim Anlegen sind alle Klettverschlussbänder zu schließen (stramm anziehen).



Elektrode

Es ist darauf zu achten, dass die Gesichtsmaske sehr gut flächig auf der Haut aufliegt und es nicht nur zu punktuellen Auflagen kommt. Im Bedarfsfall die Klettverschlussbänder strammer anziehen oder die Maske neu ausrichten.

Bevor Sie das Gerät einschalten, schließen Sie die Kabel an das Gerät an. Die weiteren Schritte entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung, die dem Gerät beiliegt.

Die Stromstärke darf bei Gesichtsbearbeitungen nicht höher als 5 mA eingestellt werden. Die ideale Stromstärke liegt bei den Behandlungen im Gesicht zwischen 1 und 3 mA (ungefähr Stufe 0–1,5 bei GS, bzw. Stufe 2–4 bei PS).

Sollte es medizinisch evtl. notwendig sein, die Stromstärke höher als 5 mA einzustellen, muss dies unter Aufsicht eines Arztes gemacht werden und evtl. Hautirritationen sind genau zu beobachten.

Als Faustregel für die optimale Stromstärke gilt es den Strom soweit hochzudrehen bis man den Strom spürt, danach wieder etwas zurückdrehen, so dass man den Stromfluss gerade nicht mehr (Gleichstrom) bzw. leicht (Pulsstrom) spürt.

Achtung

Sollte der Strom nicht aktiviert werden können, ist der Widerstand zwischen den Elektroden zu hoch und die Schutzschaltung gegen Übertherapie wird aktiviert. Nun müssen Sie die Gesichtsmaske noch einmal abnehmen. Füllen Sie eine Wanne mit (lau-)warmen Wasser und geben einen Teelöffel Kochsalz dazu. Rühren Sie das Wasser solange um, bis sich das Kochsalz vollständig aufgelöst hat.

Befeuchten Sie nun die Gesichtselektrode in dieser Wanne und legen die wieder neu an. Nun beginnen Sie die Therapie wie oben beschrieben von neuem.